

Sistema di pesatura a corredo di letti e poltrone

Sistema di pesatura completamente integrato nella struttura del letto/poltrona; consente il rilevamento del peso e la misura delle variazioni positive o negative del peso paziente in tempo reale.

Caratteristiche sistema di pesatura:

I 4 sensori, completamente integrati nei 4 angoli della struttura del letto, assicurano una migliore ed uniforme distribuzione del carico sul piano rete, garantendone inoltre una maggiore durata nel tempo. Per le poltrone bilancia i sensori sono 2.

Visore del peso con display ampio e ben leggibile, collocato su supporto a colonna con visore girevole e sfilabile in caso di urgenza con possibilità di spostarlo e collocato all'interno dell'ingombro della struttura (in zona testa nel letto, a fianco al poggiatesta nella poltrona) per non creare ulteriori ingombri.

Funzioni "ciclo dialisi":

- TASTO ZERO azzeramento manuale;
- TASTO AGGIUNGI/TOGLI PESO annulla il peso di oggetti durante il ciclo di pesatura;
- IMPOSTAZIONE SOGLIE ALLARME (sonoro/visivo) in caso di diminuzione / aumento del peso paziente oltre i limiti di tolleranza impostati;
- TARA MANUALE impostazione di una tara direttamente da tastiera.
- ALLARME FUGA PAZIENTE (sonoro/visivo) per controllare la discesa dal letto del paziente.
- FUNZIONE CONGELA PESO memorizza peso, ora, data del paziente.
- Selezione lingua di utilizzo (italiano / inglese/spagnolo/tedesco).
- Funzione di allarme batteria LOW: indica lo stato HIGH-OK-LOW.

Caratteristiche visore:


- DISPLAY A 6 CIFRE, 7 SEGMENTI COLORE ROSSO (altezza caratteri 2 cm);
- BATTERIA RICARICABILE ANTIBLACKOUT;
- INTERFACCIA (RS232).
- Dimensioni d'ingombro: 184mm x 80mm x 72mm (l x h x p)



Riferimenti normative:

Dispositivi conformi ai requisiti della direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e ss.mm.ii. ed ai loro recepimenti sul territorio italiano

Sistema di pesatura conforme ai requisiti della direttiva Sistemi di Pesatura Non Automatici 2014/31/CE ed al suo recepimento sul territorio italiano



Portata/divisione:

Modello	Portata 150 kg Divisione 20 g	Portata 150 kg Divisione 50 g	Portata 300 kg Divisione 50 g	Portata 300 kg Multidivisione: 0/150kg=50g 150/300kg=100g	Portata 400 kg Multidivisione: 0/300kg=100g 300/400kg=200g	Portata 150 kg Multidivisione: 0/30kg=10g 30/60kg=20g 60/150kg=50g
START	✓	✓	✓	✓	-	-
MASTER	✓	✓	✓	✓	-	-
COMMANDER	✓	✓	✓	✓	-	-
BOTERO	-	-	✓	-	✓	-
KELLY	✓	✓	✓	✓	-	-
M-IDEA	✓	✓	✓	✓	-	-
SMILE	-	-	-	-	-	✓